


1 SIMPATI* TCP/IP-Interface (simserv)

1.1 Description

Other applications like LabView, HP VEE Lab or Siemens-S7 can communicate via **the TCP/IP socket interface** from Windows with SIMPATI and can exchange all relevant process data.




Hint:



The TCP/IP-interface will be supported from SIMPATI version 2.0 on. In older versions maybe not all commands available.


1.2 Function

Attached the function is pictured:



1.3 Installation

The TCP/IP-Server software will be started with the entry **80:01:simserv:-P7777:** in the file **simpati.str** in the directory **..\simpati\system**. After that a new start of **SIMPATI** is necessary.



Close **SIMPATI** before you change the configuration. Open the file with the windows standard-program Notepad/Editor and use a continuous numbering for the entries! Incorrect entries can lead to a crash of the program **SIMPATI**.

1.3.1 Command procedure

It is not possible to open a permanent connection to the server. Therefore a server can operate with a lot of clients.

For each command the following terminate is to be used:

1. Open connection
2. Send command
3. Read response
4. Close connection

1.4 Function-commands

Attached find the description of the function-commands (Simserv-commands for the data exchange with [SIMPATI](#)).

1.4.1 Command Syntax

The command syntax is as follows:

| Syntax | | | | | | | | | |
|---------|----|------------|----|----------|----|----------|----|--------------------------|----|
| Command | SR | Chamber-ID | SR | Param. 1 | SR | Param. 2 | SR | Parameter n (up to 4) | CR |

SR = Separator = "¶" (ASCII 182)

CR = CarriageReturn (\r) (ASCII 13)

In the event of an error:

| | |
|-------------------|-----------|
| Error code | CR |
|-------------------|-----------|

Possible error codes:

| Error code | Error text |
|------------|---|
| -1 | Empty command string |
| -2 | Missing Chamber-ID |
| -3 | Invalid Chamber-ID |
| -4 | Chamber not accessible |
| -5 | Unknown Command-ID |
| -6 | Insufficient number or wrong command parameters |
| -7 | No server (in server service command mode) |

In a fault-free case a "1" is returned.

1.4.2 Examples

Set setpoint Temperature of the 2nd Chamber to 25°C:

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|------|----|
| 11001 | ¶ | 2 | ¶ | 1 | ¶ | 25.0 | CR |
|-------|---|---|---|---|---|------|----|

Hint:



For the first control value Temperature usually the value 1 and for the second control value (e.g. Humidity) the value 2 is used etc.!

Set actual value Temperature of the 2nd Chamber to 30°C:

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|------|----|
| 11003 | ¶ | 2 | ¶ | 1 | ¶ | 30.0 | CR |
|-------|---|---|---|---|---|------|----|

Read the actual value Temperature of the 2nd Chamber:

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|----|
| 11004 | ¶ | 2 | ¶ | 1 | ¶ | CR |
|-------|---|---|---|---|---|----|

Response from the server on a command GET ISTWERT:

| | | | |
|---|---|---------|----|
| 1 | ¶ | 23.9000 | CR |
|---|---|---------|----|

Read the digital channel 1(Start) of the 2nd Chamber:


| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|----|
| 14003 | ¶ | 2 | ¶ | 1 | ¶ | CR |
|-------|---|---|---|---|---|----|

Set the digital channel 1(Start) of the 2nd Chamber:

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|
| 14001 | ¶ | 2 | ¶ | 1 | ¶ | 1 | CR |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|


1.5 Test program

The TCP/IP connection can be checked with the test program „**Servtest.exe**“, which is located in the directory `..\simpati\system`.
(before execute point 1.3)



1.6 LabVIEW-Application

Example of a LabVIEW-Application.



Appendix A: Command list

| Available functions | | | | |
|-------------------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| Command | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| GET KAMMERNAME | 10006 | Kammerindex | | KAMMERNAME |
| GET KAMMERTYP | 10017 | Kammerindex | | VÖTSCH 10001 |
| | | | | WEISS DMR 20001 |
| GET REGELGRÖSSE_ANZAHL | 11018 | Kammerindex | | REGELGRÖSSE |
| GET DIGITALKANAL_ANZAHL | 14007 | Kammerindex | | DIGITALKANAL |
| GET FEHLER_ANZAHL | 17002 | Kammerindex | | FEHLER |
| GET BETRIEBSSTATUS | 10012 | Kammerindex | | VORHANDEN 0x1 |
| | | | | RUN 0x2 |
| | | | | WARNUNG 0x4 |
| | | | | FEHLER 0x8 |
| GET BETREBSART | 10010 | Kammerindex | | DATALOGGING 0x01 |
| | | | | MANUAL 0x02 |
| | | | | AUTOMATIK 0x04 |
| | | | | PAUSE 0x08 |
| | | | | BUSY 0x10 |
| GET SCANNING TAKT | 10034 | Kammerindex | | SCANNING TAKT |
| CONTROL VALUES | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| GET NAME | 11026 | Kammerindex | Wert | NAME |
| SET SOLLWERT | 11001 | Kammerindex | Wert | |
| GET EINHEIT | 11023 | Kammerindex | Wert | EINHEIT |
| GET SOLLWERT | 11002 | Kammerindex | Wert | SOLLWERT |
| SET ISTWERT | 11003 | Kammerindex | Wert | |
| GET ISTWERT | 11004 | Kammerindex | Wert | ISTWERT |
| GET EINGABEGRENZE MIN | 11007 | Kammerindex | Wert | MIN |
| GET EINGABEGRENZE MAX | 11009 | Kammerindex | Wert | MAX |
| GET WARGRENZE MIN | 11016 | Kammerindex | Wert | MIN |
| GET WARGRENZE MAX | 11017 | Kammerindex | Wert | MAX |
| GET ALARMGRENZE MIN | 11014 | Kammerindex | Wert | MIN |
| GET ALARMGRENZE MAX | 11015 | Kammerindex | Wert | MAX |
| SET VALUES | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| GET NAME | 13011 | Kammerindex | Wert | NAME |

| Available functions | | | | |
|-----------------------|---------|---------------|----------------|---|
| Command | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| GET EINHEIT | 13010 | Kammerindex | Wert | EINHEIT |
| GET SOLLWERT | 13005 | Kammerindex | Wert | SOLLWERT |
| SET SOLLWERT | 13006 | Kammerindex | Wert | |
| GET EINGABEGRENZE MIN | 13002 | Kammerindex | Wert | MIN |
| GET EINGABEGRENZE MAX | 13004 | Kammerindex | Wert | MAX |
| MEASURING VALUES | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| GET NAME | 12019 | Kammerindex | Wert | NAME |
| GET EINHEIT | 12016 | Kammerindex | Wert | EINHEIT |
| SET ISTWERT | 12001 | Kammerindex | Wert | |
| GET ISTWERT | 12002 | Kammerindex | Wert | ISTWERT |
| GET WARNGRENZE MIN | 12010 | Kammerindex | Wert | MIN |
| GET WARNGRENZE MAX | 12011 | Kammerindex | Wert | MAX |
| GET ALARMGRENZE MIN | 12008 | Kammerindex | Wert | MIN |
| GET ALARMGRENZE MAX | 12009 | Kammerindex | Wert | MAX |
| DIGITAL CHANNELS | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| SET DIGITALOUT | 14001 | Kammerindex | DigiNr + 0/1 | |
| GET DIGITALOUT | 14003 | Kammerindex | DigiNr | DIGITALOUT, 0/1 |
| SET DIGITALIN | 15001 | Kammerindex | DigiNr + 0/1 | |
| GET DIGITALIN | 15002 | Kammerindex | DigiNr | DIGITALIN, 0/1 |
| COUNTER | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| SET ZÄHLER | 16002 | Kammerindex | Wert | |
| ERRORS | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| GET FEHLERTEXT | 17007 | Kammerindex | ErrorNr | FEHLERTEXT |
| SET FEHLERSTATUS | 17008 | Kammerindex | ErrorNr + 0/1 | |
| GET FEHLERSTATUS | 17009 | Kammerindex | ErrorNr | FEHLERSTATUS, 0/1 |
| SET FEHLERID | 17022 | Kammerindex | ID | |
| AUTOMATIC-MODE | FunctNo | Value 1 | Value 2+3 | Response |
| SET STARTZPGPRGNUMMER | 19014 | Programm Nr | Loops | |
| SET STOPZPGPRG | 19015 | | | |
| SET DOWNLOAD | 19001 | Programm Name | Programm Platz | |
| GET PROGRAMMNAME | 19031 | Kammerindex | | KAMMERNAME |
| GET PROGRAMMSTATUS | 19062 | Kammerindex | | TRUE / FALSE (1/0) |
| GET PROGRAMMSTART | 19064 | Kammerindex | | Param1: NAME Param4: VORLAUFZEIT + STARTDATUM |

| Available functions | | | | | |
|---------------------|---------|-------------|-------|-----------|----------|
| Command | FunctNo | Value 1 | | Value 2+3 | Response |
| SET PROGRAMM | 19050 | PAUSE | 0x10 | | |
| | | MANUAL | 0x20 | | |
| ARCHIVING | FunctNo | Value 1 | | Value 2+3 | Response |
| SET ARCHIVNAME | 18011 | Archivname | | | |
| SET ARCHIVIERUNG | 18009 | START | 0x1 | | |
| | | STOP | 0x0 | | |
| SET ARCHIVIERUNG | 19050 | START | 0x100 | | |
| | | STOP | 0x200 | | |
| SET ARCHIVKOMMENTAR | 18023 | Text | | | |
| GET ARCHIVKOMMENTAR | 18024 | Kammerindex | | | TEXT |

Legend:

Rubrik

SET commands (set values)

GET commands (read values)

Response